

Kriteriji za odbijanje uzorka

- neispravno označen uzorak (nečitko ime i prezime, ime i prezime na uputnici nepodudarno s imenom i prezimenom na spremniku i sl.)
- prelijepjen uzorak
- neispravno odabran tip spremnika za zadane pretrage ili nepotpuna količina krvi u spremniku s antikoagulansom (ispod naznačene granične linije)
- zgrušani uzorak za imunohematološke i koagulacijske pretrage
- hemolizirani uzorak
- uzorak za koji se utvrdi da je uzet iz infuzijskog sustava (razrijeđen uzorak)
- uzorak koji je uzet iz ruke na koju je priključen infuzijski sustav s heparinom potpuno je neprihvatljiv za koagulacijske pretrage
- lipemičan uzorak, ako su u njemu tražene pretrage za koje lipemija interferira
- ustrajanje na izradi pretraga u uzorcima neprihvatljivim za analizu je na odgovornost liječniku koji to traži, a kod tumačenja pretraga potreban je oprez, konzultacije s voditeljem laboratorija i komentar o nesukladnosti